



EQUUIA

Una nuova **DIMENSIONE**
in odontoiatria conservativa

GC

EQUIA è un sistema per restauri unico nel suo genere a basso costo, caratterizzato da notevoli punti di forza. **EQUIA Fil** – un materiale con particelle di vetro di nuova generazione di rivestimento in resina ad elevato riempimento.

Resistente e affidabile

Una nuova durezza nella tecnologia dei vetro-ionomeri

Il sistema **EQUIA** sfrutta la sinergia tra **EQUIA Fil**, un vetro-ionomero di nuova generazione, ed **EQUIA Coat**, un materiale di rivestimento in resina ad elevato riempimento, per far portare la tecnologia dei vetro-ionomeri ad un livello superiore e offrire:

- Maggiore resistenza alla frattura, alla flessione e alla fatica a flessione
- Protezione contro la contaminazione da umidità e contro l'erosione degli acidi
- Maggior resistenza nel tempo rispetto al vetro-ionomero dovuta all'effetto singolare di maturazione attribuito alla saliva



Irregolarità della superficie di tenuta



Profondità di penetrazione, livellamento delle porosità

Prof. U. Lohbauer - Germania

Rapido e semplice

Una velocità senza precedenti in odontoiatria conservativa

EQUIA offre un notevole vantaggio in termini di tempo rispetto a molti altri materiali per restauri.

- Tempo totale per la procedura inferiore a 3,5 minuti.
- Il sistema non richiede alcuna stratificazione, non appiccica, è compattabile e si adatta perfettamente alle pareti delle cavità.
- L'uso della diga di gomma è facoltativo e, grazie all'adesione chimica, non è necessario eseguire complesse procedure di bonding.
- Dato che le sollecitazioni dovute alla contrazione sono quasi nulle, **EQUIA** può essere definito come un vero materiale di riempimento in blocco adatto anche per cavità grosse e profonde.
- Non richiede complesse procedure di finitura e lucidatura poiché basta una sola applicazione di **EQUIA Coat**.

EQUIA



re, adatto per restauri estetici e restauri posteriori
za a tutti i livelli. Il sistema **EQUIA** comprende
nuova generazione - ed **EQUIA Coat** – un materiale

Estetico e traslucido

La tecnologia dei vetro-ionomeri vista con occhi nuovi

L'impareggiabile qualità estetica di **EQUIA** amplia la gamma di opzioni per i restauri posteriori per soddisfare le aspettative dei pazienti.

- Ottenere brillantezza insuperabile e superfici lisce con una lucentezza duratura e naturale non è mai stato così semplice.
- Il restauro non è soggetto a scolorimento e la stabilità cromatica è garantita nel tempo.
- Grazie alle nove diverse masse, si riesce sempre a ottenere una perfetta corrispondenza cromatica.



Restauro posteriore
realizzato con EQUIA – Prima



Restauro posteriore
realizzato con EQUIA – Dopo

Dott. M.Kukurba-Setkowicz,
Polonia

Sicuro e comprovato

Un livello completamente nuovo nella tecnologia dei vetro-ionomeri

La performance di questo nuovo sistema è stata clinicamente dimostrata nel corso di diversi anni. Questo, sommato ai numerosi studi clinici condotti su base continuativa in tutto il mondo, costituisce la base di un approccio al restauro basato sulle evidenze che offre una valida alternativa nel lavoro quotidiano di routine.

- Protezione contro le recidive di carie e protezione per i denti adiacenti.
- Il rivestimento protegge i margini del restauro dalle micro-infiltrazioni.
- Indicazioni d'uso più ampie rispetto ad altri vetro-ionomeri, come è stato confermato da numerosi studi clinici.

Risultati degli studi clinici

- **EQUIA** presenta un'eccellente corrispondenza cromatica iniziale*.
- **EQUIA** è risultato essere efficace quanto il sistema a base di resina con micro-riempimento*.
- **EQUIA** può essere utilizzato come materiale per restauri definitivi nelle cavità di Classe I di qualunque dimensione e nelle cavità più piccole di Classe II*.
- **EQUIA** sembra essere una scelta efficace come materiale per restauri di lunga durata, anche quando viene usato su superfici dentarie sottoposte a carico elevato*.

*Dati disponibili su richiesta.



Lanciatevi in una nuova dimensione con **EQUIA** di **GC**

Volete saperne di più su **EQUIA**?
Visitate il nostro sito **www.gcequia.com**



Intro Pack
(confezione da 50
capsule di **EQUIA Fil**,
4 ml di **EQUIA Coat**
e accessori)

900603 Assortiti
900555 A2
900556 A3
900559 B2
900561 C4

Promo Pack
(2 confezioni
da 50 capsule di **EQUIA Fil**,
4 ml di **EQUIA Coat**
e accessori)

900564 A2 & A
900564 A2 & A2
900565 A2 & A3
900566 A3 & A3

Ricambi
(confezione da
50 capsule)

004259 Assortiti
004260 A1
004261 A2
004262 A3
004263 A3.5
004264 B1
004265 B2
004266 B3
004267 C4
004738 SW

Il sistema **EQUIA** è disponibile in una
serie di confezioni singole e combinate
composte da capsule di **EQUIA Fil** e da
un flacone di **EQUIA Coat**.

EQUIA Fil è disponibile nei seguenti
colori Vita®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3,
C4 e SW (Standard White).

Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik,
Bad Säckingen, Germania.

Refill **EQUIA Coat**

004268 Confezione da 4 ml, 20 blocchetti per erogazione monouso, 50 applicatori con micro-punta,
1 porta-applicatore

GC Europe N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
B - 3001 Leuven
Tel. +32.1674.1000
Fax. +32.1640.4832
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.
Via Calabria 1
I - 20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info@italy.gceurope.com
http://italy.gceurope.com



GC