



FujiCEM 2 מבית GC

דבק מסוג גלאס יונומר
מחוזק בשרף עם טכנולוגיית
Force & Fusion
החדשנית שלנו
עבור השקט הנפשי שלך.



GC FujiCEM 2 הוא חומר חסכוני שמאפשר מגוון רחב של יישומים, ולכן הוא מוצר מושלם שכדאי שיהיה בהישג יד במרפאה. זהו החומר האידיאלי לשימוש במקרים של:

- מתכת וחרסינה המותכות למתכת (PMF) של כתרים וגשרים
- כתרי וגשרי חרסינה על בסיס זירקוניה
- יחידות inlay, יחידות onlay, כתרים וגשרים מקומפוזיט
- כל יחידות ה-inlay מחרסינה
- מבני מתכת, קרמיים וסיביים



אריזות

004599	GC FujiCEM 2, מילוי מחדש
900624	GC FujiCEM 2, אריזת היכרות עם אקדח Paste Pak
900625	GC FujiCEM 2, אריזת היכרות עם אקדח FujiCEM 2
004600	GC FujiCEM 2, אריזת Automix
900626	GC FujiCEM 2, אריזת היכרות עם אקדח Paste Pak
900627	GC FujiCEM 2, אריזת היכרות עם אקדח FujiCEM 2
001573	אקדח Paste Pak
004647	אקדח GC FujiCEM 2
900446	GC FujiCEM 2, מילוי מחדש עם פיית ערבוב



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com



GC Israel
4 Koifman st.
Tel Aviv
Israel 68012
Tel. +972.3.79.79.610
Fax. +972.3.51.61.982
info@gcisrael.com
http://www.gcisrael.com



חידושים בחומרים

בחן מקרוב את המאפיינים המשופרים של GC FujiCEM 2.

יכולת שימוש משופרת

• בחירה באקדח מועדף

נוסף על אקדח Paste Pak המתכתי, כעת באפשרותך להשתמש בבוכנת פלסטיק הקלה יותר ב-85%, נסגרת מעצמה, וחסכונית יותר.



• הבדלי צבעים בין משחה A למשחה B

תכונה משופרת זו מספקת לך בקרה חזותית לצורך השגת ערבוב אחיד.



מאפיינים פיזיים משופרים

טכנולוגיית Force & Fusion

GC FujiCEM 2, באמצעות טכנולוגיית Force & Fusion החדשנית, מכפיל את חוזק ההדבקה של FujiCEM המקורי, ומספק לך שחזורים עמידים לאורך זמן רב אף יותר.*



Force

טכנולוגיה חדשה של מונומר בקישור מוצלב עם גמישות גבוהה

מונומר גמיש עם שרשרת ארוכה מעניק ל-GC FujiCEM 2 את העמידות הגבוהה נגד כיפוף, אשר מאפשרת לו לשמש כסופג זעזועים, בעל התנגדות גבוהה יותר לאתגרים של עומסי סגירה.

Fusion

טיפול משולב של מילוי-משטח

כך נוצרת קשירה חזקה בין חלקיקי הזכוכית ומטריצת השרף.

*נתונים מתועדים

מה מרוויחים כאשר משתמשים ב-GC FujiCEM 2

עם בחירתך להשתמש ב-GC FujiCEM2 המבוסס על טכנולוגיית גלאס יונומר בחיזוק שרף, אתה בוחר בפתרון הבטוח עבור המטופלים שלך. חומר זה מתאפיין בחמש התכונות המרכזיות הבאות:

שימור חזק

הצמנט הסופי נהנה מאיזון כימי מיטבי להדבקה מרבית למשטח השן, לאמלגם או לקומפוזיט. החוזק המוקדם, בעל הדחיסות הגבוהה והעמידות הגבוהה בפני כיפוף, מספק את התמיכה הטובה ביותר שניתן לשחזורים שלך.



1

שחרור פלואוריד קבוע

מיועד להגן על מבנה השן מפני עששת חוזרת. בטווח הרחוק, הדבק משחרר כמות רבה יותר באופן משמעותי של פלואוריד, בהשוואה לחומרי צמנט מבוססי-שרף אחרים בקישור עצמי.



2

יכולת איטום ושלמות שולית

קישור כימי למבנה השן שומר על האיטום השולי וממזער את הסיכון למיקרו-דליפה ולעששת משנית.



3

ללא רגישות לאחר הטיפול

החומר לא מפריע למבנה השן או לרקמות הרכות בסביבתה, לכן הצמנט לא יגרום לרגישות לאחר הטיפול אצל מטופלים.



4

עובי שכבה דק במיוחד

עם המרקם הקרמי שלו, הדבק המעורבב זורם בקלות תחת לחץ, ליצירת עובי שכבה דק במיוחד.



5

שקט נפשי בכל שלב

נוחות הטיפול היא גורם חשוב התורם לביטחוננו של הרופא המטפל, ואתה יודע למה תוכל לצפות מ-GC FujiCEM 2 לפני תחילת הטיפול.



Handmix

הינך יכול לבחור באפשרות של ערבוב ידני של משחות A ו-B.



Automix

אפשרות הערבוב האוטומטי מושלמת לערבוב מהיר ומדויק יותר, ללא סיכון להיווצרות בועות או חללים שעלולים לגרום לרגישות לאחר הטיפול.



הדבק המעורבב אינו נוזלי, אך עדיין מאפשר זרימה מושלמת תחת לחץ כעת הצבת השחזור במקומו.



אין צורך במערכות אדהזיה יקרות ומורכבות.



GC FujiCEM 2 מבטל את הצורך בסכר גומי או בנקיטת יתר זהירות לבקרת לחות.



ללא רגישות לאחר הטיפול, הדבקה עמידה ושחרור קבוע של פלואוריד למניעת עששת משנית.



דקה אחת לאחר המילוי, הצמנט מגיע למרקם דמו-גומי לצורך הסרה נקייה של חומר עודף.



זורם באופן מושלם תחת לחץ, ליצירת עובי שכבה דק להפליא.

התקדם לשלב הבא בהתפתחות הדבקים הדנטליים

חברת GC נמצאת בתנועה מתמדת, מחלקת מחקר ופיתוח שלה מפתחת עבור רופאי שיניים בכל העולם חומרים חדשים ומשפרת את הדבקים הקיימים. הראשון בסדרה היה GC FujiCEM, עם נוסחת paste-paste (משחה-משחה) המקורית. לאחר מכן, שיפרנו את נוחות השימוש במוצר עם מערכת automix (ערבוב בספירלה).

וכעת, GC FujiCEM מספק מהימנות של עשור שלם, עם למעלה מ-150 מיליון כותרים שהודבקו בצמנט ברחבי העולם, ומקבל בברכה את ההתפתחות של FujiCEM המתקדם מבחינה קלינית.



במה לבחור כאשר חייבים להציע שירותי רפואת שיניים טובים יותר?

GC FujiCEM 2 משלב את היבטים הטובים ביותר טכנולוגיית גלאס יונומר בחיזוק שרף עם פיתוחים נוספים מבחינת:
• נוחות השימוש
• מאפיינים פיזיים