



Luja kuin kivi

G-ænia[®]
Universal
Injectable
GC:itä

Erittäin luja
yhdistelmämuovi
korjaavaan hoitoon


GC

Kaikkiin kaviteettiluokkiin Ei tarvitse peittää

HLT Ahmed Al-Jaff, Irak



Alumiiniin nähden
252-prosenttinen
röntgenopaakkisuus tekee
seurannasta helppoa



Huolellisen kehitystyön tulos:
Materiaali ei lähde juoksemaan
hallitsemattomasti, ja se irtoaa
kärjestä helposti




Taivutettavat kärjet
ylettyvät kaikenlaisiin
kaviteetteihin



Ei valumista:
Materiaali pysyy siinä,
mihin se annostellaan



Helppo
injektoida, mukava
työskennellä




Erittäin
pienikokoiset
bariumfillerit
(150 nm)
ja **korkea**
filleritiheys

Full coverage
Silane Coating (FSC)
-tekniikan ansiosta
fillerit **jakautuvat** ja
kiinnittyvät matriisiin
entistä paremmin

Poikkeukselliset ominaisuudet
Ei tahmaa
Vaatii vain kevyen painalluksen
Korkea röntgenopaakkisuus

* Eivät GC:n tavaramerkkejä.

Aloita injektoiminen!



Luokan II täyte



Ennen toimenpidettä
hampaassa näkyy
aprosimaalista kariesta



Vanhan täytteen ja kariksen
poisto



Taivutettavien kärkien ansiosta
allemenoihin on helppo ylettyä



Aprosimaalisen seinämän
rakentaminen kiillevärillä JE



Matriisin poisto seinämän
rakentamisen jälkeen



Nyt voidaan noudattaa luokan
I toimenpidettä; dentiinikerros
tehdään värillä A4



Viimeinen kerros kerrostetaan
kiillevärillä JE.



Lopullinen tilanne viimeistelyn
ja kiillotuksen jälkeen

HLT Javier Tapia Guadix, Espanja

Luokan III täytteet



Luokan III kaviteetit ennen
toimenpidettä



G-ænial Universal Injectable
(A2) -muovin injektoiminen



Välitön tulos toimenpiteen
jälkeen



Seurantakäynnillä täydellinen
integraatio

HLT Ahmed Al-Jaff, Irak

G-ænial® Universal Injectable GC:ltä

Nauti upeasta estetiikasta ja pitkäkestoisesta kiillosta!



HLT Florian Klumpp, Saksa



HLT Ali Salehi, Ranska

	Standardivärit											Sisävärit			Ulkovärit	
	XBW	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	CV	CVD	AO1	AO2	AO3	JE	AE
Ruisku 1 ml (1,7g)	901471	901472	901473	901474	901475	901476	901477	901478	901479	901480	901481	901482	901483	901484	901485	901486



901503 - Annostelukärki
Pitkä neula (30 kpl)



Tutustu myös GC:n universaaliin sidosaineeseen G-Premio BOND:

- 009030 – G-Premio BOND kokoomapakkaus, 5 ml
- 009036 – G-Premio BOND täyttöpakkaus, 5 ml
- 009032 – G-Premio BOND kolmen pullon pakkaus, 3 x 5 ml
- 009034 – G-Premio BOND, 50 yksittäispakkausta

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)
FIN-02600 Espoo
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental
http://finland.gceurope.com
http://www.gceurope.com

